

 **nmotion**

НУГА БЕСТ Н-МОУШЪН (N7)

ЗОРАТА НА ЧЕТВЪРТТО ПОКОЛЕНИЕ В ГРИЖАТА ЗА
ЗДРАВЕТО НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЬЛБ





Историята на Nuga Best (Nuga Medical Co., Ltd.) започва с дълбока лична мисия. Компанията е основана през 2002 г. от талантливия южнокорейски дизайнер на медицинско оборудване г-н Чо Сънг Хюн. Въпреки че вече е бил известен с изобретяването на успешен апарат за разбиване на камъни в бъбреците, истинският терапевтичен стремеж на г-н Чо е разпален от влошаващото се здраве на собствената му майка. Той прилага знанията си, изучавайки източна медицина и съвременни тенденции, за да създаде първия масажор специално за нея. Тази успешна семейна история се превръща в основата на глобална революция в здравеопазването.

Нашата крайна цел е проста, но същевременно дълбока: „Нашият продукт възстановява хората и ние сме щастливи от това!“ (Г-н Чо Сънг Хюн).

Структурата определя функцията

Нашата философия се корени в биомеханиката: Структурата определя функцията. Всички разнообразни системи на човешкото тяло се контролират от невронните мрежи на главния и гръбначния мозък. Когато настъпи деформация на гръбначния стълб, нервната система отслабва, което води до лошо кръвообращение и липса на кислород и хранителни вещества в тъканите. Това хронично състояние неизбежно води до преждевременно стареене и увреждане на органите и кожата.

Нашата мисия е да възстановим нормалната функция и правилното положение на тази жизненоважна опорна система.





Предимства и иновации на N Motion

N-Motion N7 е сертифициран уред от четвърто поколение, предназначен за терапевтична, превантивна и възстановителна цел.

Основни терапевтични ползи:

Осезаемо облекчаване на мускулната болка.
Подобряване на кръвообращението.
Подпомагане при лечението на дискова херния.
Подпомагане при лечението на дегенеративна стеноза.

Уникални технологични предимства:

8-посочно 3D движение: Уредът извършва движения нагоре-надолу, наляво-надясно, напред-назад и диагонално. Тази технология му позволява да покрие напълно седемте анатомични движения на гръбначния стълб.

Патентован смарт модул: Разполага с един-единствен смарт модул, който сам постига ефекта на три отделни ролера, осигурявайки комплексна и ефективна терапия.

Терапия, симулираща специалист: Включва сложни движения като зигзагообразни (за отпускане) и ротационни (за коригиране), които симулират работата на квалифициран терапевт.

Ефективна стимулация на гръдния дял: Притежава уникален механизъм, който се адаптира по дължината на гръбнака и прониква в пространството между лопатките за целенасочена и дълбока стимулация.

1:1 Персонализиран масаж: Оборудван е с технология за сканиране на гръбначния стълб, която измерва неговата извивка, дължина и позиция, за да осигури напълно персонализирана терапия за всеки потребител.



Ползи за здравето I: Термална терапия и кръвообращение

Дълговълнови инфрачервени (FIR) лъчи и NDT/NDC керамика

Патентовани Нано-диамантен турманий (NDT) и Нано-диамантена керамика (NDC) са композитни материали, разработени в сътрудничество с водещи международни институти, включително Изследователския институт по керамика „Фраунхофер“ в Германия.

Дълбоко проникване: NDT и NDC излъчват дълговълнови инфрачервени (FIR) лъчи. Тези лъчи са признати за „лъчи на живота“ и са напълно безвредни. Дълговълновите инфрачервени лъчи от нашата керамика съответстват на спектралното излъчване на здравите човешки клетки (дължина на вълната 6-12 μm), което им позволява да проникват дълбоко в тъканите и да се възприемат като „родна“ топлина.

Повишена ефикасност: NDT показва максимално излъчване в целия диапазон на дължината на вълната, демонстрирайки от 1,2 до 1,8 пъти по-висока ефективност в сравнение с обикновена турманиева керамика.

Подобряване на кръвообращението: Дълговълновите инфрачервени лъчи укрепват капилярите и намаляват съсирването на кръвта. Излагането на NDT/NDC помага за разграждането на агрегирани (слепени) червени кръвни клетки, като по този начин намалява сгъстяването на кръвта, причинено от вътрешен или външен стрес, и като цяло подобрява реологията (течливостта) на кръвта.

Клетъчна активност: NDT/NDC влияе положително на защитните кръвни клетки (моноцити) и клетките на съединителната тъкан (фибробласти), като ускорява клетъчната пролиферация (растеж) както в нормални, така и в увредени клетки, което потвърждава ефекта върху метаболитната активност и клетъчната терапия.

Имунитет и телесна температура: Повишаването на телесната температура само с един градус може да увеличи имунитета пет пъти. Дълговълновите инфрачервени лъчи подпомагат нормализирането на метаболизма, премахването на спазми от мускулите и кръвоносните съдове и в крайна сметка – засилването на имунния отговор на тялото.



Йонизация и турманиева керамика

Йонизацията се определя като процес, при който една молекула придобива електрически заряд. Получената заредена молекула е известна като лек йон или аеройон. Научни изследвания показват, че зарядът на частиците във въздуха е от изключително значение – дори по-важно от самия му химичен състав.

Значението на йонизацията

Недостигът на йонизация, познат като „аеройонно гладуване“, допринася за редица здравословни проблеми: постоянен кислороден глад, повишена умора, отслабен имунитет и развитието на различни заболявания.

Ключови компоненти: Турмалин

Турмалин: Този уникален минерал притежава постоянен електрически заряд. Той играе ключова роля в подобряването на обмяната на веществата и участва активно във формирането на отрицателно заредени кислородни йони (аниони).

Нанодиамантен турманий (NDT): Този усъвършенстван керамичен материал се получава чрез добавяне на наночастици от диамант към турмания и изпичането му при висока температура. Резултатът е способността му да генерира голямо количество както дълговълнова инфрачервена топлина, така и отрицателно заредени йони.

Ползи от отрицателно заредените йони (аниони)

Кръв и кръвообращение: Анионите помагат за разреждането на кръвта при повишен вискозитет, подобряват кръвообращението, допринасят за разграждането на кръвни съсиреци (тромби).

Клетъчна и метаболитна функция: Тези йони възстановяват ресничките на епитела и бронхите, допринасят за подобряване на обмяната на веществата.

Нервна система и психическо състояние: Помагат за облекчаване на напрежението и могат да повишат интелектуалните способности.



Корекция на гръбначния стълб и термотерапия

Механика на гръбначния стълб и нуждата от корекция

Гръбначният стълб е стълбът на живота. Деформацията, често причинена от неправилна стойка (като синдрома „Костенурска шия“ от използването на смартфони), води до увреждане на нервната система, което засяга вътрешните органи (напр. Т2 засяга сърцето, Т6-Т7 – стомаха).

Тракция (Разтягане): Уредите на Nuga Best осигуряват нежно, дозирано разтягане (режим Тракция, напр. Auto 6). Този механизъм намалява налягането в междупрешленните дискове, възстановява нормалната им структура, премахва мускулните спазми и възстановява нормалната подвижност на прешлените.

Акупресура (Точков масаж): Ролерите оказват натиск върху биоактивни точки, свързани с вътрешните органи. Това изпраща сигнали до мозъка, като активира функцията на органите и привлича свежа кръв (кислород и хранителни вещества) към мястото на натиск. Силата на натиска се регулира според теглото и мускулното напрежение на потребителя, осигурявайки „индивидуален подход“ независимо от ръста.

Моксотерапия (Прижигание) и дълбока топлина

Моксотерапията е традиционен метод, използван от Nuga Best (напр. в режим Auto 5) за дълбока термична стимулация.

Процес: Проекторните ролери спират, за да нагреят биоактивните точки, осигурявайки едновременно акупресура и интензивно прижигание.

Оптимална температура: Най-добрият терапевтичен ефект от моксотерапията се постига при 55-60°C.

Ефекти: Повишава интензивността на кръвообращението и лимфната циркулация, укрепва имунитета, подобрява метаболитните процеси. Известно е, че облекчава болката, намалява възпалението (невралгия, радикулит) и подобрява функцията на жлезите с вътрешна секреция (надбъбречни, щитовидна и др.).



Дизайн, комфорт и характеристики

Уред N-Motion проектиран за максимален комфорт, като съчетава висококачествени материали и модерна естетика.

Елегантен дизайн и висококачествени материали

Естетика: N Motion се отличава със стилен и модерен дизайн. Нежните и луксозни цветове, като карамелено кафяво и слонова кост, са подбрани така, че да се впишат естествено във всеки домашен интериор, придавайки стойност на пространството.

Ергономичност: Дизайнът е ергономичен и фокусиран върху комфорта. Движенията на смарт модула (зигзагообразни и подравняващи) са характерни за уредите на Nuga Medical.

Допълнителен комфорт: Дългата табуретка е лесно преносима и многофункционална, като може да се използва и като седалка или поставка за крака. Височината ѝ се регулира с 60 мм, за да съответства на телосложението на потребителя за по-ефективен масаж.

Многофункционалното дистанционно управление (пулт) осигурява безпроблемна работа:

Потребителски интерфейс: Разполага с LCD дисплей за преглед на работния статус и ориентирани към потребителя изпъкнали бутони, които са лесни за натискане. Често използваните бутони имат гравирани графични символи.

Удобство: Стойката на пулта може лесно да се монтира от лявата или дясната страна на основния корпус, а крачето ѝ може да се завърта на 90° за удобно прибиране.





Ползи за здравето II: Научно потвърждение на NDC

Nuga Best инвестира в клинични изследвания, за да потвърди ефективността на своите основни материали в борбата с основни хронични заболявания, в сътрудничество с институции като Университета Йонсей.

Ефективност на NDC при управлението на диабет тип 2

Изследвания, използващи модели на диабет тип 2, потвърдиха, че стимулацията с NDC има пряк ефект върху регулацията на инсулина:

Синтез на инсулин: Стимулацията с NDC значително повиши нивата на експресия на ключови протеини на инсулиновия сигнален път (IRS1 и IRS2 иРНК) в клетъчни култури.

Контрол на кръвната захар: При животински модели с диабет, 4 седмици термална стимулация с NDC (4 часа на ден при 38°C) значително намалиха нивата на кръвната захар. Към 4-тата седмица нивата на глюкозата се доближиха до тези на недиабетните контролни групи.

Инсулинова секреция: Стимулацията с NDC значително повиши нивата на инсулин, което предполага ефективност при подобряване на състоянието на инсулинова резистентност.





Борба с диабетно стъпало и загуба на костна маса

Диабетното стъпало, характеризиращо се с лоша периферна циркулация и костна некроза, е сериозно усложнение.

Костна минерална плътност (КМП): При модели на диабетно стъпало, 4-седмична стимулация с NDC се оказа по-ефективна за увеличаване на КМП и борба със загубата на костна маса в сравнение със стимулацията чрез конвенционални влажни превръзки. Това е от решаващо значение за предотвратяване на некроза и ампутация.

Облекчаване на артрит и възпаление

NDC, особено когато се комбинира с нискоинтензивен ултразвук, показва значителен потенциал при лечението на ревматоиден артрит:

Потискане на възпалението: Комбинираната стимулация с NDC и ултразвук значително потиска експресията на възпалителния протеин iNOS и драстично намали синтеза на азотен оксид (NO).

Намаляване на отока (едем): Стимулацията само с NDC или в комбинация с ултразвук значително намали подуването (отока), причинено от артрит, в рамките на 4 седмици.

Запазване на костната тъкан: Комбинираната терапия предотврати спада в Костната минерална плътност (КМП) и количествената загуба на костен обем (BV) и дебелина (Cs.Th), свързана с артрит, като резултатите бяха подобни на тези на неартритните контролни групи.

Персонализирана грижа: Сканиране на гръбначния стълб и персонализация

Технология за сканиране на гръбначния стълб

Уредът N Motion използва технология за сканиране на гръбначния стълб, за да осигури персонализирана грижа и повишена точност на въздействието.

Диагностика: Той сканира гръбначния стълб на потребителя, определя неговите извивки (лордоза/кифоза), измерва дължината му и прогнозира позицията на прешлените.

Персонализация: Тази технология осигурява деликатен, високо точен и персонализиран масаж, съобразен 1:1 с типа тяло и формата на гръбнака на потребителя.

Информация: Сканирането показва състоянието на гръбначния стълб на потребителя (напр. нормална извивка, извивка Тип 1/Тип 2 или кифоза), което позволява на потребителя да знае специфичните зони, изискващи третиране.

Персонализируеми терапевтични параметри

За максимална ефективност, потребителят може фино да настройва интензивността, температурата и скоростта на терапевтичната сесия чрез лесното за използване многофункционално дистанционно управление.

Параметър	Диапазон на регулиране	Ефект
Интензивност	9 нива (Стъпка 1-9)	Варира от мек, комфортен масаж до силна акупресурна стимулация.
Температура	40°C до 60°C	Регулируема температура на нагревателя на смарт модула.
Скорост	3 нива (Стъпка 1-3)	Позволява лесно регулиране на скоростта на ролерите.



Терапевтичният арсенал – 21 режима на работа

Nuga Best предоставя 21 разнообразни режима (10 автоматични, 10 интензивни/насочени, 1 ръчен), предназначени да отговорят на различни състояния и ситуации на потребителя. Това позволява на потребителите да прилагат разнообразни и насочени функции в зависимост от състоянието си.

10-те автоматични режима (Системна и цялостна грижа)

Тези режими осигуряват широка, персонализирана грижа, често включваща сложни движения и терапевтично нагряване (Моксотерапия).

Auto 1 - Стандартен/Класически - ~43 минути - Общ релаксиращ масаж, комплексна грижа за всеки.

Auto 2 - Релаксация/Класически - ~32 минути - Масаж с бавно движение, адаптиран към извивките на гръбначния стълб.

Auto 3 - Разтягане/Разтриване - ~30 минути - Възстановяване/По-задълбочен и деликатен масаж на гръбнака.

Auto 4 - Специален режим - ~60 минути - Термална стимулация на биоактивни точки на гърба.

Auto 5 - Термална терапия/Моксотерапия - ~30-34 минути - За релаксация, облекчаване на стреса и дълбоко загреване.

Auto 6 - Тракция/Разтягане - ~20 минути - Разтягане на гръбнака нагоре и надолу; препоръчва се при болка или различни заболявания. Увеличава разстоянието между прешлените и подобрява кръвообращението.

Auto 7 - Голф/Енергизиращ - ~20 минути - За по-добро кръвообращение и управление на болката. Фокус върху гъвкавостта на гръдния и лумбалния дял.

Auto 8 - Имунитет/Енергия - ~30-40 минути - Препоръчва се при отслабен имунитет, признаци на настинка, умора или ниска телесна температура. Цели активиране на имунните клетки.

Auto 9 - Преди сън/Сън - ~40 минути - Подобрява качеството на съня чрез активиране на парасимпатиковата нервна система.

Auto 10 - Медитация/Успокояващ - ~30 минути - Дълбока физическа и психологическа релаксация чрез масаж и термотерапия.





10 интензивни режима (Насочена грижа)

Интензивните режими позволяват концентрирана и високо ефективна грижа за специфични анатомични области, насочена към остър дискомфорт или регионални проблеми.

Интензивен 1 - Бърз/Класически - ~20 минути - Общ релаксиращ масаж, комплексна грижа.

Интензивен 2 - Врат - ~15 минути - Концентриран върху областта на врата. Полезен за хора с хронична употреба на смартфон или стрес.

Интензивен 3 - Рамене - ~25 минути - Концентриран върху раменете.

Интензивен 4 - Врат и рамене - ~25 минути - По-интензивен режим за врата и раменете.

Интензивен 5 - Специален за врат и рамене - ~25 минути - Специален режим при дискомфорт, причинен от продължителна употреба на монитор, стрес и умора.

Интензивен 6 - Торакален (Гръб) - ~25 минути - Фокусиран върху областта на торакалния гръбнак/гърба.

Интензивен 7 - Лумбален (Кръст) - ~25 минути - Концентриран върху лумбалната област. От съществено значение за хора подложени на тежко физическо натоварване или вече изпитващи болки в кръста.

Интензивен 8 - Ханш/Таз - ~25 минути - Фокусиран върху тазовата област.

Интензивен 9 - Лумбален дял и ханш - ~25 минути - Фокусиран върху кръста и тазовата област.

Интензивен 10 - Студентски режим - ~25 минути - Подходящ за ученици и подрастващи. Предназначен за активиране на физическите функции в развиващото се тяло.

Ръчен режим и терапевтични техники

Моксотерапия (Прижигание): Тази техника, използвана в Ръчен и някои Автоматични режими (напр. Auto 5), включва едновременно акупресура и дълбоко прижигание.

Ефект: Постига се, когато ролерите спрат, за да нагреят биоактивните точки, като се увеличава интензивността на кръвообращението и лимфната циркулация, повишава се имунитетът и се подобряват метаболитните процеси. Оптималната температура за моксотерапия е 60°C.

Тракция (Разтягане): Терапевтичното разтягане на гръбначния стълб. Нежното и дозирано разтягане елиминира възможността от увреждане, като същевременно намалява натиска върху междупрешленните дискове и възстановява нормалната им структура. Това помага за премахване на мускулните спазми и възстановяване на нормалната подвижност на прешлените.

Модул за въздушен масаж

Компресионен уред за кръвообращение в крайниците

Този модул осигурява компресия за подобряване на кръвообращението в крайниците.

Предназначение: Уредът периодично надува маншети, за да оказва компресия на крайниците (напр. крака/стъпала), като подобрява кръвообращението многократно, чак до върховете на пръстите.

Терапевтично значение: От съществено значение за подобряване на кръвотока и намаляване на подуването/отока, причинени от дълги периоди на стоене/седене, хормонални промени или лекарства (напр. лекарства за високо кръвно налягане). Това е от решаващо значение за пациенти с диабет, чиито крайни кръвоносни съдове често са увредени, което ги прави податливи на тежък оток.

Работа: Предлага 8 нива на настройка на налягането и избор между Автоматичен режим (непрекъснато подаване) или Ръчен режим (интензивен масаж на целева зона).

Забележка за безопасност: Винаги изпускайте въздуха от въздушната камера, преди да използвате ципа; уверете се, че нивото на налягане първоначално е настроено на Ниво 1 и постепенно се увеличава.

Противопоказания:

- Тромбоза на дълбоките вени (ДВТ).
- Тежка застойна сърдечна недостатъчност.
- Белодробен оток или емболия.
- Активни инфекции в крайниците.
- Тежка артериална недостатъчност (периферна артериална болест).
- Наличие на тумори или метастази в областта, която ще бъде третирана.



motion



Кой се нуждае от N Motion?

N-Motion (N7) е проектиран като уред за цялото семейство, който е насочен както към хронични здравословни състояния, така и към заболявания, причинени от начина на живот.

Идеални потребители и здравословни състояния:

Мускулно-скелетна болка: Хора, нуждаещи се от помощ поради болка във врата, гърба или кръста.

Дегенеративни състояния: Тези, които се нуждаят от подпомагане при лечението на дискова херния и дегенеративна стеноза.

Проблеми с кръвообращението: Потребители, търсещи подобрене на кръвообращението, включително тези със състояния, които причиняват подуване/оток на стъпалата и крайниците.

Ученици и подрастващи: Ученици, които прекарват дълги часове в седнало положение и усещат дискомфорт в гърба/кръста. Уредът разполага със специален режим „Интензивен 10“ (Студентски режим).

Работещи професионалисти (в офис и с физически труд): Служители в офис, които седят продължително време в една и съща поза. Родители или работници, които носят тежки предмети или извършват повтарящи се движения. Уредът включва режими като „Интензивен 7“ (Лумбална област/Кръст) за хора подложени на тежко физическо натоварване.

Възрастни хора: Пациенти, чиито функции намаляват поради увеличената средна продължителност на живота. Уникалното сканиране на гръбначния стълб осигурява деликатен масаж, съобразен с извивките, свързани с възрастта.

Имунитет и сън: Хора, които искат да активират имунните клетки или да подобрят качеството на съня (чрез режими Auto 8 и Auto 9).

Среда на употреба:

Уредът може да се използва в терапевтични, превантивни и възстановителни заведения, както и в домашни условия или в офиса.

Терапевтична основа на Nuga Best: Анатомична и мускулна нормализация

Терапевтичният подход на Nuga Best се основава на принципа, че структурата определя функцията. Ние трябва да нормализираме мускулно-скелетната структура, за да възстановим контрола на нервната система върху целия организъм.

С увеличаването на средната продължителност на живота и неблагоприятните условия на труд, заболяванията на гръбначния стълб и ставите нарастват, особено сред младите хора, поради фактори, свързани с начина на живот, като използването на смартфони.

Патология на шийния дял на гръбначния стълб (Врат)

Вратът е най-подвижната част на гръбначния стълб, извършвайки ротация до 45–50°. Той се засяга сериозно от неправилната стойка:

Увеличаване на натоварването: Средно главата тежи 4–6 кг. При всяко увеличаване на ъгъла на врата с 15 градуса, натоварването върху задните мускули се удвоява. Само при 30 градуса наклон, мускулите на врата трябва да понесат тегло от близо 20 кг, което води до мускулна умора и увреждане.

Мускулно увреждане: Продължителната предна позиция на главата (синдром „Костенурска шия“) претоварва ключови мускули, което води до хронична болка и дисфункция.

Субокципитални мускули (Призракът на главоболието) - Разположени между C1/C2. Ако са стегнати, те причиняват позата „Глава напред“. От решаващо значение е, че ако са напрегнати, мозъкът регистрира позата „Костенурска шия“ като нормална, което затруднява корекцията. Те са богати на проприорецептори, които са от съществено значение за баланса и стойката.

Мускул повдигач на лопатката (Levator Scapulae) (Схванат врат) - Прикрепен при C4/C5. Осигурява силно съпротивление при ротация, когато е увреден (напр. при лош сън, продължителна неправилна употреба на телефон). Увреждането затруднява завъртането на врата, принуждавайки човек да завърта цялото си тяло.

Трапецовиден мускул (Trapezius) (Мускул на стреса) - Реагира силно на студ и стрес. От съществено значение за третирането на врата и раменете. Отпускането на тези мускули може да подобри белодробната функция (важно при заболявания като астма).

ШИЙНА ЧАСТ

ГРЪДНА ЧАСТ

ЛУМБАЛНА ЧАСТ

ОПАШНА КОСТ





Патология на торакалния (гръден) дял

Торакалният дял играе ключова роля в ротационните (завъртащи) движения на тялото. Неговото здраве е от решаващо значение, но често е труден за достъп за стимулация, тъй като пространството между лопатките е стеснено.

Граници на ротация: Аксиалната ротация на торакалния гръбнак е малко над 35 градуса.

Терапевтична цел: За ефективна стимулация, смарт модулът на N-Motion използва уникален механизъм, който разширява пространството в лумбалната област и постепенно се стеснява към гърба, позволявайки на ролерите да проникнат в пространството между лопатките.

Патология на лумбалния (поясен) дял

Лумбалният дял на гръбначния стълб е най-масивната част, която носи цялата тежест на тялото.

Граници на ротация: Аксиалната ротация в лумбалната област е силно ограничена, достигайки едва 5 градуса.

Терапевтична цел: Nuga Best N7 се фокусира върху възстановяването на лумбалната лордоза (естествената извивка напред).

Псоас мускул (Скритият пакостник) - Този мускул поддържа флексията (сгъването) на тазобедрената става и поддържа лумбалната лордоза. Увреждането му причинява болка, разпространяваща се към слабините и предната част на бедрото, което често води до „слабост в краката“.

Квадратус лумборум (Господарят на болките в кръста) - Този мускул стабилизира долната част на гърба и свързва таза с гръбначния стълб. Той често се уврежда при ежедневни дейности като ставане от стол, вдигане на деца или твърде дълго седене на мек диван. Увреждането му може да бъде предизвикано от разлика в дължината на краката от едва 3 мм.

Ролята на гръбначния стълб за системното здраве

Една от решаващите, често пренебрегвани роли на гръбначния стълб, е кръвообразуването.

Източник на кръв: Кръвта се образува в костния мозък, намиращ се в костите.

Значението на терморегулацията (Телесна температура и сън)

Терапията на Nuga Best фундаментално подпомага здравето, като се фокусира върху вътрешната температура и почивката – два основни елемента на живота.

Ролята на телесната температура (Чеон)

Повишаване на имунитета: Телесната температура е основен елемент на живота. Когато телесната температура спадне, кръвообращението се влошава, което води до скованост, главоболие и оток. Повишаването на телесната температура само с един градус по Целзий увеличава имунитета пет пъти.

Превенция на хронични заболявания: Продължително ниската телесна температура може да допринесе за различни заболявания при възрастните, проблеми със съня и безпокойство.

Функция на NDT/NDC: Керамичните материали осигуряват дълбокопроникваща FIR топлина, която помага за нормализиране на метаболизма, премахване на спазми от мускулите и кръвоносните съдове и в крайна сметка поддържане на здравословна основна телесна температура.

Критичното значение на съня

Сънят (или липсата му) влияе пряко на физическото възстановяване и психическото здраве. N-Motion разполага с режим Auto 9 (Сън) (40 минути), специално предназначен да подпомогне този процес.

Възстановяване по време на сън: По време на сън тялото изпълнява важни възстановителни функции:

- Възстановява се физическата и психическата умора.
- Изчерпаните енергийни резерви се попълват.
- Иmunната функция се възстановява.
- Мозъчната функция се възстановява (напр. хормони на растежа се освобождават по време на периода на растеж, увредените тъкани се възстановяват и токсините се изхвърлят).

Кръвообращение по време на сън: Жизненоважно е телесната температура да не спада по време на сън и кръвообращението да остане силно, за да се осигури адекватна почивка и да се предотвратят спешни ситуации в ранните сутрешни часове.



Активиране на миокини

Упражненията (или стимулация, която ги имитира) активират синтеза и освобождаването на миокини – многофункционален хормон, произвеждан от мускулите.

Ключови ефекти: Миокините стабилизират нивата на кръвната захар (лекувайки инсулинова резистентност), намаляват висцералните мазнини, подобряват кръвното налягане, потискат рака и подпомагат превенцията на деменция.

Специфични миокини:

- IRISIN: Преобразува бялата мазнина в кафява, стимулира растежа на неврони в хипокампуса и облекчава остеопорозата.
- SGH-21: Намалява кръвната захар, подобрява състоянието при омазен черен дроб (разграждане на мазнини) и мастен хепатит (изгаряне на мазнини).
- FSTL-1: Вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове), превенция на хипертония и подобрен кръвоток.

N-Motion: Ново изживяване за Вашия гръбнак.

N Motion (N7-S Персонален термален уред) не е просто продукт; това е семеен ред, предназначен за възстановителна, превантивна и терапевтична употреба.

Чрез възстановяване на правилната структура и функция на гръбначния стълб – стълба на живота в тялото – той подсилва естествените лечебни способности на организма.

Обещанието на Nuga Best

Основателят, г-н Чо Сънг Хюн, е заявил: „Нашият продукт възстановява хората и ние сме щастливи от това!“.

Нашият ангажимент към здравето се потвърждава от целите, заложи в сертификацията:

- Осезаемо облекчаване на мускулната болка.
- Подобряване на кръвообращението.
- Подпомагане при лечението на дискова херния и дегенеративна стеноза.

Изпитайте разликата с 4-тото поколение

N Motion внася клинична прецизност в дома чрез ключови иновации:

- **8-посочно движение:** Покрива напълно седемте естествени движения на гръбначния стълб.
- **Сканиране на гръбначния стълб:** Осигурява персонализиран, 1:1 деликатен масаж.
- **NDT/NDC керамика:** Осигурява дълбокопроникваща дълговълнова инфрачервена топлина (до 60°C) и доказана ефикасност срещу възпаления, усложнения от диабет и мускулно-скелетна дегенерация.

Вашият път към здравето

Редовната употреба на уреда помага за отпускане на мускулите на гърба, изправяне на гръбначния стълб, възстановяване на естествената му извивка и укрепване на имунитета.

Не забравяйте да подготвите тялото си, като изпиете чаша вода преди сесията, използвайте тънки памучни дрехи и не се натоварвайте в продължение на 30 минути след това.

Технически спецификации N-Motion

Размери (Д x Ш x В) - 1,760 x 710 x 442 (мм)

Тегло на продукта - 54.2 кг (N7-SH)

Електрически параметри - 100-240 Vac, 50/60 Hz

Консумирана мощност - 250 VA

Тип/Степен на защита - Клас II, прилагана част тип BF (защита от токов удар)

Основни материали - NDC (Нано-диамантена керамика) и NDT (Нано-диамантен турманий).

Темп. диапазон на вътрешния нагревател - Смарт модул: 40–60°C.

Темп. диапазон на допълнителния нагревател - Допълнителна нагряваща част (напр. за ръцете): 30–60°C.

Движение на смарт модула - 8 посоки (Нагоре, Надолу, Наляво, Надясно, Напред, Назад, Диагонално).

Общ брой режими на масаж - 21 режима (10 автоматични, 10 интензивни/насочени, 1 ръчен).

Контрол на интензивност/скорост - 9 нива на интензивност (Стъпка 1-9). 3 нива на скорост (Стъпка 1-3).

Сензори/Технология - Технология за сканиране на гръбначния стълб за индивидуална настройка според типа тяло.

motion



* Тази брошура не се явява реклама. Тя има препоръчителен, а не задължителен характер. Преди употреба на оборудване Nuga Best се консултирайте с лекар.